



Verbandgips auf der Basis von synthetischem Alpha-Calciumsulfat-Halbhydrat

Kenndaten

Siebrückstand auf 0,5 mm	max. 0,1 %
Kristallwasser	max. 6,1 %
Weißgrad im Pulver	min 94 %
Erstarrungsende	3,5 - 5 Min.
bei Wasser-Gips-Verhältnis von	0,5:1
Biegezugfestigkeit, feucht über	4 N/mm ²
bei Wasser -Gips-Verhältnis von	0,67:1

Verpackung

Papiersäcke mit Folieneinlage 25 kg

Verwendbarkeit

In gut verschlossenen, feuchtedichten Gebinden und bei trockener Lagerung mindestens 1 Jahr nach Herstellung .

Vorstehende Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sorgfältiger Prüfung. Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Produkte, haften jedoch nicht für Weiterverarbeitungsergebnisse, die in der Regel außerhalb unseres Einflussbereiches entstehen.