



Medizinal Gips N

Verbandgips auf der Basis von synthetischem alpha- Calciumsulfat-Halbhydrat

Kenndaten

Siebrückstand auf 0,5 mm	max. 0,1 %
Kristallwasser	max. 6,5 %
Weißgrad (im Pulver)	mind. 94 %
Erstarrungsende (bei Wasser-Gips-Verhältnis von 0,5:1)	3 - 4,5 min
Biegezugfestigkeit, feucht (bei Wasser -Gips-Verhältnis von 0,67:1)	> 4 N/mm ²

Verpackung

Papiersäcke mit Folieneinlage	25 kg
Big Bag	1000 kg

Verwendbarkeit

In gut verschlossenen, feuchtedichten Gebinden und bei trockener Lagerung mindestens 1 Jahr nach Herstellung .

Vorstehende Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sorgfältiger Prüfung. Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Produkte, haften jedoch nicht für Weiterverarbeitungsergebnisse, die in der Regel außerhalb unseres Einflussbereiches entstehen.